



KleerView™


LEUAN-/HUULTENLEVITTÄJÄ



KleerView-poskenlevittäjät sopivat täydellisesti erityisesti vastaanotolla tapahtuvaan valkaisuun, sidostukseen, yhdistelmämuovikäyttöön ja kliniseen valokuvaukseen.

1820
1821

KleerView, lasten koko
KleerView, aikuisten koko
1 kpl KleerView



IsoBlock™

PURUBLOKKI

2018¹
REALITY
Four Star Award
★★★★



- Vähentää leukanivelen rasitusta
- Miellyttävä potilaalle
- Molemmipuolinen tuki kielen rasituksessa

Nämä kertakäyttöiset IsoBlock-purublokit rentouttavat huulet ja posket sallien täydellisen pääsyn fakiaali- ja bukkaalipinnoille vastaanotolla tapahtuvassa valkaisussa, V-luokan paikkauksissa, laminaattitöissä tai oikomisbraketien kiinnityksessä.

331

IsoBlock-purublokki
10 kpl IsoBlock-purublokkia



UltraEZ™

DESENSITOIVA KALIUMNITRAATTI- JA FLUORIDIGEELI

Certified
GF
Gluten-Free

2018¹
REALITY
Four Star Award
★★★★



Nyt aivan uudella
UltraFit™ -lusikalla



- Välittömät tulokset
- Ehkäisee sensitiivisyyttä
- Neutraalin makuinen geeli saatavana ruiskuissa tai kertakäyttölusikoissa

UltraEZ on jatkuvasti fluoria vapauttava 3-prosenttinen desensitoiva kaliumnitraattigeeli, joka sisältää fluoridia (0,25 % neutraalia natriumfluoridia). Tämä jatkuvasti fluoria vapauttava koostumus poistaa nopeasti sensitiivisyyden, joka johtuu harjausvauriosta, kemiallisista ja lämpötilamuutoksista, hampaiden valkaisusta ja juuren pinnan paljastumisesta.

1008

UltraEZ-täyttöpakkaus

4 kpl 1,2 ml (1,48 g) UltraEZ -ruiskua



1007

UltraEZ-säästötäyttöpakkaus

20 kpl 1,2 ml (1,48 g) UltraEZ -ruiskuja



5721

UltraEZ Combo -lusikkayhdistelmä
(ylä/alä)

Pakkaus sisältää 10 läpipainopakkausta, joissa on 1 lusikka ylähampaille ja 1 lusikka alahampaille



5743

UltraEZ Mini -pakkaus

Pakkaus sisältää 4 läpipainopakkausta, joissa on 1 lusikka ylähampaille ja 1 lusikka alahampaille

