



**VIBROS**  
Vibratore per capsule



# Vibratore per capsule

## “VIBROS”

“VIBROS” è un vibratore per capsule che viene utilizzato nel campo odontoiatrico e serve per sottoporre a vibrazione con movimento ad otto le capsule di amalgama, di compositi e/o di altri materiali odontoiatrici che ne prevedono l'impiego.

### CON COPERCHIO DI PROTEZIONE SULLE FORCELLE

“VIBROS” is a dental mechanic-electric mixer which operates with a type 8 vibration used for all type of amalgam capsules, composites and other dental materials.

### WITH SAFETY LID ON THE BRACKETS

#### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA:

Frequenza vibrazione <i>Mixing frequency</i>	Potenza motore <i>Motor power</i>	Tensione alimentazione <i>Voltage</i>	Tempi di miscelazione <i>Mixing times</i>	Fusibile <i>Fuse</i>
4000 impulsi/minuto $\pm 5\%$ <i>4000 impulses/minute <math>\pm 5\%</math></i>	70 Watt <i>70 Watt</i>	220/240 V 50 Hz (su richiesta tensioni diverse) <i>220/240 V 50 Hz (different voltage on request)</i>	Programmabile liberamente da 1 a 99 secondi, in funzione ai prodotti da miscelare <i>Freely adjustable from 1 to 99 seconds, in conformity to the product to be mixed</i>	3,15 A <i>3,15 A</i>

Dimensioni dell'apparecchio <i>Mixer's dimensions</i>			Dimensioni con imballo <i>Dimensions with packing</i>			Peso <i>Weight</i>	
Larghezza <i>Width</i>	Profondità <i>Depth</i>	Altezza <i>Height</i>	Larghezza <i>Width</i>	Profondità <i>Depth</i>	Altezza <i>Height</i>	Netto <i>Net</i>	Lordo con imballo <i>Gross with packing</i>
215 mm	220 mm	145 mm	300 mm	275 mm	240 mm	3.650 g	4.400 g



**costruzioni meccaniche friulane s.r.l.**

33080 Cusano di Zoppola (PN) Italy - Via Ellero, 9

Tel. +39.0434.978476 - Fax +39.0434.574200

www.cmfitalia.com - info@cmfitalia.com

