



Astringedent™

15,5 % RAUTASULFAATTI



"CAN'T LIVE WITHOUT" -tunnustus tunnetulta riippumattomalta tutkimuslaitokselta.²

- "Perinteinen" hemostaasiaine
- Pysäyttää vuodon muutamassa sekunnissa
- Eliminoi ientaskunestekontaminaation luoden optimaaliset olosuhteet sidostukselle
- Vähentää kallista uusintajäljennösten ottoa

Astringedent-hemostaasiaine on nestemäinen 15,5-prosenttinen rautasulfaattihemostaasiliuos, jonka pH on noin 1,0.

"Erittäin suositeltava – tehokas ja helppo käyttää vuodon tyrehtyttämiseksi, kudoshallinnassa ja pulpotomioissa. Arviointi +++++."² Astringedent-hemostaasiliuos sopii hyvin monenlaisiin hammas- ja suukirurgisiin toimenpiteisiin vuodon tyrehtyttämiseksi. Astringedent-hemostaasiainetta voidaan käyttää myös ientaskunestekontaminaation aiheuttaman vuodon estämisessä suoran sidostamisen aikana.

111
686

Astringedent-pullo
Astringedent IndiSpense -ruisku
30 ml (34,41 g)



Huomautus: ViscoStat™- ja Astringedent-hemostaasiaineet ovat paksumpia, ja niiden kanssa käytetään Metal Dento-Infusor™ -kärkeä, koska virtaus muovisen Blue Mini™ Dento-Infusor™ -kärjen läpi on vähäisempää. Muovista Dento-Infusor -kärkeä tulisi käyttää hoidettaessa vasta parantunutta epiteeliä, sillä pehmeämpi kärki on hieman hellävaraisempi.

Astringedent™ X

12,7 % RAUTASULFAATTILIUOS




- Hankalasti pysäytettävän verenvuodon nopea ja tehokas hoito
- Vähemmän hapan kuin muiden valmistajien rautasulfaattiliuokset

Astringedent X -hemostaasiaine on nopeavaikutteinen ja nestemäinen 12,7-prosenttinen rautasulfaattiliuos, joka sisältää saman verran rautasulfaattia ja emäksistä rautasulfaattia.

Huomautus: Laimennettu Astringedent X -hemostaasiaine ei vastaa ViscoStat- tai Astringedent-hemostaasiainetta.

Ainetta käytetään silloin, kun tarvitaan tehokkaampaa hemostaasia ja kun hyvän hemostaasin saavuttaminen voi olla haasteellisempaa, ts. hankalasti pysäytettävissä ongelmavuodoissa.



Astringedent X -hemostaasiaineella ja Metal Dento-Infusor -kärjellä saadaan aikaan syvä hemostaasi myös haastavissa tapauksissa.

112
690

Astringedent X -pullo
Astringedent X IndiSpense -ruisku
30 ml (40,71 g)



Astringedent™ Spot Remover

TAHRANPOISTOAINE

Astringedent Spot Remover on tarkoitettu poistamaan ViscoStat-hemostaasiaineen, Astringedent-hemostaasiaineen ja Astringedent X -hemostaasiaineen tahrat, jotka eivät lähde vaatteista saippualla ja vedellä. Ei intraoraaliseen käyttöön.

2160

Astringedent Spot Remover
30 ml (35,28 g) pullo



1. realityesthetics.com 2. "Can't Live Without" Clinical Research Associates Newsletter, Volume 21, Issue 7, July 1997.