




evercare® suukirurginen pakkaus

REF: 1290-02

Steriilin evercare® suukirurgisen pakkauksen reikäliinan aukko soveltuu optimaalisesti suun alueen toimenpiteisiin. Miellyttävän pehmeä pinta ihoa vasten. 100 % läpäisemätön.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Putkisuojuukset
- ▶ Leikkausteippi
- ▶ Pääleikkausliina täyttää EN 13795-1 -standardin korkean suorituskyvyn vaatimuksen kriittisillä alueilla




Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
1290-02	Suukirurginen pakkaus, steriili	Katso materiaalitaulukko	14 / 56

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinnälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



REACH-asetus:	Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.
Biologinen arviointi:	EN ISO 10993-01 EN ISO 10993-5 EN ISO 10993-7 EN ISO 10993-10
Lakisäätteiset vaatimukset:	Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745
Tuotestandardien vaatimukset:	EN13795-1
Laatustandardit:	EN ISO 13485
Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
1 suukirurginen leikkausliina	100 x 150 cm, sininen PP-kuitukangas/sininen PE-kalvo/valkoinen PP-kuitukangas, kolmikulmainen aukko
1 leikkausteippi	9 x 50 cm, polyesterikuitukangas, sininen, liimapinta
2 kameraputken suojaa	8 x 120 cm, läpinäkyvä PE-kalvo
1 instrumenttipöydän suojaliina	75 x 100 cm, PP-kuitukangas-/PE-kalvolaminaatti, sininen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan. Älä käytä, mikäli pakkaus on vahingoittunut
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, PE/PET kalvo	280 x 415
Rasia	TCF tai ECF laatu	285 x 242 x 287
Kuljetuspakkaus	TCF tai ECF laatu	500 x 310 x 590
Pakkausteippi	Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
1290-02	06438129116878	06438129316872	06438129516876

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.