



NaviTip™-kärjet



- Hallittu vienti juurenkärkeen
- Taipuisa ruostumattomasta teräksestä valmistettu kanyyli ohjautuu helposti käyrissä kanavissa

29 G:llä annostellaan tahnamateriaaleja:

MTAFlow™, EndoREZ™ ja UltraCal XS™.

30 G:llä annostellaan liuoksia / geelejä:

File-Eze™, Ultradent™ EDTA 18 % -liuos ja Ultradent™ 20 % -sitruunahappoliuos.




LOK-TITE®	mm	20 kpl/ pakkaus	50 kpl/ pakkaus
NaviTip 29 G	27 mm	5115	1377
NaviTip 29 G	25 mm	5114	1376
NaviTip 29 G	21 mm	5113	1374
NaviTip 29 G	17 mm	5112	1378
NaviTip 29 G – 29 G	27 mm – 17 mm	5116	1379
LOK-TITE®	mm	20 kpl/ pakkaus	50 kpl/ pakkaus
NaviTip 30 G	27 mm	1354	1424
NaviTip 30 G	25 mm	1250	1423
NaviTip 30 G	21 mm	1349	1422
NaviTip 30 G	17 mm	1249	1421
NaviTip 30 G – 30 G	27 mm – 17 mm	1351	3319

NaviTip™ 31 G -kärki huuhtelukärki kaksoisaukoilla

- Kaksoisaukot annostelevat huuhteluaineet turvallisesti minimoiden riskin, että kemikaalit pääsevät apeksin ohi
- Yksi maailman pienimmistä kanyyleista hakeutuu hankalimpiinkin kanaviin

Sopii seuraavien kanssa: Ultradent™ EDTA 18 % -liuos ja Ultradent™ 20 % -sitruunahappoliuos.



LOK-TITE®	mm	20 kpl/ pakkaus	50 kpl/ pakkaus
NaviTip 31 G	21 mm	5121	5122
NaviTip 31 G	27 mm	5123	5124

"Erinomainen"-luokitus tunnetulta riippumattomalta tutkimuslaitokselta.¹

NaviTip™ FX™ -kärki

- Ainutlaatuinen harja puhdistaa, hankaa ja huuhtoo samanaikaisesti
- Jäykkä kanyyli

Sopii seuraavan kanssa: Ultradent™ 20 % -sitruunahappoliuos.



LOK-TITE®	mm	20 kpl/ pakkaus
NaviTip FX 30 G	17 mm	1452
NaviTip FX 30 G	25 mm	1454

1. Clinical Research Associates Newsletter. Volume 29, Issue 1, January 2005.