



E-CONNECT S

Endomikromoottori sisäänrakennetulla juurikanavamittarilla

- 10 muistipaikkaa
- Pyörimisnopeus 120–1000 kier./min
- Vääntövoiman säätö 0,5 Ncm–4,0 Ncm
- Auto Start, Auto Stop, Apical Action reverse, resiprokaaliset liikkeet

Sisältää: mikromoottorin, lataustelineen, verkkolaturin, instrumenttijohtoon, 2 huulikoukkuja, 2 neulapidintä, kulmakappaleen suojan, kulmakappaleen öljyämisseutuimen. Takuu 2 vuotta.

Til.nro 6080051 E-connect S -endomikromoottori
Til.nro 6036006 E-connect S -endomikromoottorin kulmakappale

Tarvikkeet:

Til.nro 6031009 Suojapussit 100 kpl
Til.nro 6015002 Potilasjohto 1 kpl
Til.nro 6072002 Huulikoukku 2 kpl
Til.nro 6151012 Neulapidin 2 kpl
Til.nro 6004027 Kulmakappaleen suoja 1 kpl



E-connect S -endomikromoottorista löytyy valmiiksi ohjelmoidut asetukset seuraaville neuiloille:

Protaper SX & S1
Protaper S2
ProtaperF1
ProtaperF2 ja F3

Hyflex . Cm
Hyflex . Nt

Mtwo

FlexMaster

Resiproc
R-pilot
K3XF
TF
GATES
PATHFILE
ProGlide

WaveOne
One G
One Shape
One Flare
One Curve
2 Shape

XPendo Shaper
XPendo Finisher

i Race
BT-Race
BioRace

Neoendo Flex
Neoendo Glide
Neoendo Ultimo
Neoendo Rtmnt
Neoniti

Edge.Platinum
V-taper . 2H

Protaper®, GATES®, Pro.Glider® ja Wave one® ovat Dentsplyn rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Mtwo®, Flex.Master®, Reciproc® ja R-Pilot® ovat VDW:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

K3XF® ja TF® ovat SybronEndon rekisteröityjä tavaramerkkejä.

OneG®, OneShape®, OneFlare®, 2Shape® ja OneCurve® ovat Micro-Megan rekisteröityjä tavaramerkkejä.

XPendo.Shaper®, XPendo.Finisher®, iRace®, BT-Race® ja BioRace® ovat FKG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.